


Jste připraveni na chřipkovou sezónu?



Firmou Copan patentované tampony typu **Flocked swab** a univerzální transportní medium **UTM-RT** jsou kompletním řešením pro odběry a transport vzorků pro tuto chřipkovou sezónu.

odeber



zalom



extrahuj



Flocked tampony – odeberete a získáte více biologického a buněčného materiálu než při odběru tradičním tamponem.

- ▣ vzorek se okamžitě extrahuje do media
- ▣ méně špatných odběrů
- ▣ méně špatných výsledků při DFA
- ▣ výsledky porovnatelné s nosním výplachem a odsáním

UTM – univerzální transportní medium pro více použití

- ▣ umožňuje transport především virů, ale i chlamydií, mykoplasm a ureaplasm
- ▣ skladování i vlastní transport při pokojové teplotě.
- ▣ zkumavky s obsahem 3 ml media



COPAN FLOCKED TAMPONY + UNIVERZÁLNÍ TRANSPORTNÍ MEDIUM

nová technologie v odběru vzorků a optimální diagnostika



Flocked tampony nemají žádné jádro, které by zadržovalo vzorek jako tradiční tampon z vláknitého námotku. Celý objem vzorku zůstává blízko povrchu, kde ho můžeme rychle a kompletně vymýt.



Tradiční tampon
z námotku vláken

Nový flocked tampon
plný střed tamponu

<http://www.dispolab.cz/picture/Flocked-swabs.pdf>



UTM-RT

Nové Univerzální transportní medium pro viry, chlamydie, mykoplasmata a ureaplasmata. Pro odběr, transport, přežití a též pro dlouhodobé skladování ve zmraženém stavu.

Vzorek uchovaný v UTM-RT může být následně v klinické laboratoři zpracován standardními postupy

- Kultivace - všechny viry, chlamydie, mykoplasmata a ureaplasmata
- Antigen testy (EIA)
- PCR metody
- Amplifikace nukleových kyselin (včetně Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoea)

Stabilní při pokojové teplotě. K dispozici zkumavky s 3 ml media.



<http://www.dispolab.cz/picture/UTM-medium.pdf>

Objednávat je možno pod katalogovými čísly:

Kat. č.

1520 3ml UTM-RT v PP zkumavce 16x100mm

1641 Tampon Flocked Swab minitip

1642 Tampon Flocked Swab normální

1643 Tampon Flocked Swab nasofaryngeální flexibilní

Dodává

DispoLab

Dispolab s.r.o., Jugoslávská 123, 613 00 Brno www.dispolab.cz

tel.: 545 212 162 fax: 545 210 521 e-mail: info@dispolab.cz