


## MIKROSKOPICKÁ SKLA


Velmi kvalitní optické sklo pro běžné použití

rozměr 76x26x1 mm

	řezaná (pro běžnou mikroskopii)	broušené hrany 90° (pro práci při zvýšeném riziku)	broušené hrany 45° (ideální pro krevní nátěry)
Podložní skla	2500	2502	2504
Podložní skla s matovaným okrajem	2501	2503	2505

Nejkvalitnější opticky čiré sklo pro speciální aplikaci

rozměr 76x26x1 mm

	řezaná	broušené hrany 90°	broušené hrany 45°
Podložní skla	2506	2508	2510
Podložní skla s matovaným okrajem	2507	2509	2511


Mikroskopická skla SUPERFROST - podložní skla pro obtížné cytologické a histologické preparáty s barevným matovaným okrajem

rozměr 76x26x1 mm

Barva	řezaná	broušené hrany 90°	broušené hrany 45°
Bílá	2512	2513	2514
Modrá	2515	2516	2517
Růžová	2518	2519	2520
Žlutá	2521	2522	2523
Zelená	2524	2525	2526
Oranžová	2527	2528	2529


Mikroskopická skla SUPERFROST Plus - podložní skla se speciálně upraveným adhezivním povrchem pro nejobtížnější preparáty

rozměr 75x25x1 mm

	broušené hrany 90°
	2530

Podložní mikroskopická skla s vybroušenými jamkami o průměru 15 mm

rozměr 76x26x1,3 mm

	1 jamka	2 jamky	3 jamky
	2531	2532	2533

### BOXY PRO UCHOVÁVÁNÍ A ARCHIVACI MIKROSKOPICKÝCH SKEL

Plastový box zasilací rozměrů 85x70x5 mm (vhodný do poštovní obálky)	Zasilací box 2	2618
Plastový box rozměrů 80x28x15 mm pro max. 5 kusů skel	Archiv box 5	2614
Plastový box rozměrů 95x82x30 mm pro max. 25 kusů skel	Archiv box 25	2613,25
Plastový box rozměrů 172x83x30 mm pro max. 50 kusů skel	Archiv box 50	2613
Plastový box rozměrů 210x165x35 mm pro max. 100 kusů skel	Archiv box 100	2617
Plastový box kulatý rozměrů 40x85 mm, šroubový uzávěr, pro 5 kusů skel	Archiv box 5 kulatý	2619
Plastové desky rozměrů 360x219x15 mm pro max. 20 kusů imunofluorescenčních skel	Archiv box pro MICRO SLIDES	2615
Polystyrénový box rozměrů 450x220x120 mm pro archivaci cca 2000 ks mikroskopických skel	Archiv box 2000	2616

## MIKROSKOPICKÁ KRYCÍ SKLÍČKA BEST

**Mikroskopická krycí sklíčka BEST - z nejkvalitnějšího opticky čirého skla**

**1. hydroll třídy, síly 0,13 - 0,17 mm**

*(na zvláštní objednávku též síly 0,08 - 0,12 mm, 0,16 - 0,19 mm, 0,190 - 0,123 mm)*

Rozměr	
15x15 mm	2620
18x18 mm	2564
18x24 mm	2565
20x20 mm	2566
22x22 mm	2567
24x24 mm	2568
21x26 mm	2569
22x32 mm	2570
22x40 mm	2571
24x32 mm	2572
24x36 mm	2573
24x40 mm	2574
24x50 mm	2575
24x60 mm	2576
25x40 mm	2577
25x50 mm	2578
25x60 mm	2579

Kulatá, Ø	
5 mm	2586
6 mm	2587
7 mm	2588
8 mm	2589
9 mm	2590
10 mm	2591
11 mm	2592
12 mm	2593
13 mm	2594
14 mm	2595
15 mm	2596
16 mm	2597
17 mm	2598
18 mm	2599
19 mm	2600

Kulatá, Ø	
20 mm	2601
21 mm	2602
22 mm	2603
23 mm	2604
24 mm	2605
25 mm	2606
28 mm	2607
30 mm	2608
32 mm	2609
35 mm	2610
40 mm	2611
50 mm	2612
až do průměru 110 mm na vyžádání	

## SKLA PRO IMUNOFLUORSCENCI



**2538** 3/14mm **2539**

rozměr 76x26x1 mm

**epoxidovaná**

**2538**  
**2534**  
**2548**  
**2536**

3 jamky, průměr 14 mm, černá  
8 jamek, průměr 6 mm, černá  
10 jamek, průměr 6 mm, černá  
12 jamek, průměr 5 mm, bílá

**teflonovaná**

**2539**  
**2535**  
**2549**  
**2537**

Další a speciální provedení skel na zvláštní objednávku

## POČÍTAČÍ KOMŮRKY

- 2334** Počítací komůrka Nageotte
- 2335** Počítací komůrka Thoma
- 2337** Počítací komůrka Bürker s pery
- 2338** Počítací komůrka Fuchs-Rosentahl
- 2340** Počítací komůrka Neubauer improved
- 2621** Krycí sklíčka pro počítací komůrky 22x22x0,4 mm
- 26210** Krycí sklíčka pro počítací komůrky 20x26x0,4 mm
- 2622** Krycí sklíčka pro počítací komůrky 24x24x0,4 mm



## FILTRAČNÍ KARTY CYTOSPIN

- 2640** Filtrační karty Cytospin Shandon se dvěma otvory

